

Anticuerpo Policlonal Anti-Bub1B Para Wb, If/Icc, Elisa - O60566

Número de artículo: CM0023837



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BUB1B (BUBR1), validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigación del punto de control mitótico y del punto de control del ensamblaje del huso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BUB1B
Observaciones/Alias	MVA1; SSK1; BUBR1; Bub1A; MAD3L; hBUBR1; BUB1beta; BUB1B
Especies	Humano
GeneID	701
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de BUB1B humano (NP_001202.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60566
Peso Proteico	120kDa
Envío	Bolsa de hielo