

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bub3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43684

Número de artículo: CM0011120

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra BUB3 humano (O43684). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del punto de control mitótico y del cinetocoro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-BUB3
Observaciones/Alias	BUB3L; hBUB3; BUB3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9184
ID del gen	9184
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de BUB3 humano (O43684).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43684
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo