

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bub3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43684

Número de artículo: CM0027139

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína del punto de control mitótico BUB3 humana (37 kDa). Validado en WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para la investigación del punto de control de ensamblaje del huso y la segregación cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BUB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BUB3L; hBUB3; BUB3
Especie	Humano
GenID	9184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-328 de BUB3 humana (NP_004716.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43684
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo