


Anticuerpo Monoclonal Anti-Butirilcolinesterasa Para Wb Y Elisa - P06276

Número de artículo: CM0011178



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la butirilcolinesterasa humana (P06276). Validado para WB y ELISA, es adecuado para la investigación sobre degradación de neurotransmisores y desintoxicación de organofosforados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra butirilcolinesterasa
Observaciones/Alias	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butirilcolinesterasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	590
GeneID	590
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-602 de la butirilcolinesterasa humana (P06276).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06276
Peso molecular de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo