

Anticuerpo Policlonico Anti-Bves (Popdc1) Para Wb Y Elisa - Q8Ne79

Número de artículo: CM0015504

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BVES (POPDC1) humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre uniones estrechas, función cardíaca y regeneración muscular. Reactividad cruzada: humano. Peso molecular predicho: 41 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BVES Rabbit pAb
Observaciones/Alias	POP1; HBVES; CARICK; LGMD2X; POPDC1; LGMDR25; BVES
Especie	Humano
ID del Gen	11149
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 241-360 de BVES humano (NP_001186492.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NE79
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo