

Anticuerpo Policlonal Anti-Bzip46 Para Wb, Elisa - Q69Tw5

Número de artículo: CM0023957

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción bZIP46 de arroz, validado para WB y ELISA. Adecuado para la investigación de señalización de ácido abscísico y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	bZIP46 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P0701E03.2; bZIP46
Especie	Oryza sativa
GeneID	4340462
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de bZIP46 de Oryza sativa. (Q69TW5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q69TW5
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo