


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C-Abl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00519

Número de artículo: CM0017688



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra c-Abl humano (ABL1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el crecimiento celular, la supervivencia y la respuesta al daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	c-Abl Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25
GeneID	25
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1000-1130 del c-Abl humano (NP_005148.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00519
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo