


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-C-Fos Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01100

Número de artículo: CM0007000



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra c-Fos validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona con c-Fos humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la señalización del factor de transcripción AP-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra c-Fos
Observaciones/Alias	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2353
ID del Gen	2353
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 211-281 de c-Fos humano (NP_005243.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01100
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo