


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C-Fos Para Wb, Ip, Elisa - P01100

Número de artículo: CM0016528



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra c-Fos validado para WB, IP y ELISA en muestras humanas. Dirigido contra la subunidad c-Fos del factor de transcripción AP-1 (41 kDa), un regulador clave de la proliferación y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	c-Fos pAb de conejo
Observaciones/Alias	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2353
ID del gen	2353
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-114 de c-Fos humano (NP_005243.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01100
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo