


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C-Jun Para Wb Y Elisa - P05412

Número de artículo: CM0018168



Introducción

El anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-c-Jun está validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta el factor de transcripción c-Jun en muestras humanas, de ratón y de rata, por lo que es adecuado para la investigación de la vía AP-1 y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	c-Jun Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-70 del c-Jun humano (NP_002219.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo