


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C-Jun Para Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Número de artículo: CM0018659



### Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra c-Jun validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta c-Jun humano y de ratón (36 kDa), un factor de transcripción involucrado en la señalización de AP-1 y la oncogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra c-Jun                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                     |
| ID del gen (Humano) | 3725                                                                                                                       |
| ID del gen          | 3725                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-230 de c-Jun (NP_002219.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                              |
| SWISS               | P05412                                                                                                                     |
| Peso de la proteína | 36 kDa                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                             |