

Anticuerpo Policlonal Anti-C-Maf Para Wb Y Elisa - 075444

Número de artículo: CM0016767

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra c-Maf (MAF) para WB y ELISA. Detecta c-Maf humano, de ratón y de rata. Factor de transcripción implicado en el desarrollo del cristalino, la regulación de las células Th2 y la oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	c-Maf Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Especie	Humano
GeneID	4094 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 314-403 de c-Maf humano (NP_005351.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75444
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo