


Anticuerpo Policlonal Anti-C-Myc Para Wb, Elisa - P01106

Número de artículo: CM0022937



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra c-Myc humano (MYC, bHLHe39), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta la proteína c-Myc humana y de ratón (~51 kDa). Es útil en investigación de cáncer, células madre y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	c-Myc Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
Especie	Humano
GeneID	4609
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 347-439 del c-Myc humano (NP_001341799.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01106
Peso de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo