

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Péptido C Para If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

Número de artículo: CM0005156



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al péptido C, validado para IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en diabetes y monitorización de la función de las células beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-péptido C
Observaciones/Alias	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; C-Péptido
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3630
ID del gen	3630
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la INS humana (NP_000198.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo monoclonal
Aplicación	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01308
Peso proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo