


Anticuerpo Monoclonal Contra La Proteína C Reactiva (Pcr) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02741

Número de artículo: CM0003850



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína C reactiva (PCR), obtenido con un péptido sintético. Validado para aplicaciones en WB, IHC-P y ELISA, reacciona de forma cruzada con la PCR humana y de ratón. Ideal para investigación en inflamación y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	Proteína C Reactiva (PCR) mAb de conejo
Observaciones/Alias	PTX1; Proteína C Reactiva (PCR)
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1401
ID del gen	1401
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 125-224 de la Proteína C Reactiva (PCR) humana (P02741).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P02741
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo