


Anticuerpo Policlonal Anti-Proteína C Reactiva (Crp) Para Wb, Elisa - P02741

Número de artículo: CM0014357



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-proteína C reactiva (CRP) humana, validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación de proteínas de fase aguda y defensa del huésped, así como para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra la proteína C reactiva (CRP)
Observaciones/Alias	PTX1; proteína C reactiva (CRP)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1401
ID del gen	1401
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de la proteína C reactiva (CRP) humana (NP_000558.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P02741
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsita de hielo