


Anticuerpo Policlonal Contra Proteína C Reactiva (Pcr) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02741

Número de artículo: CM0014943



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Proteína C Reactiva (PCR) para Western blot (WB), inmunofluorescencia/inmunocitoquímica (IF/ICC) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de fase aguda e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Proteína C Reactiva (PCR)
Notas/Alias	PTX1; Proteína C Reactiva (PCR)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1401
GeneID	1401
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la Proteína C Reactiva (PCR) humana (NP_000558.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlones
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02741
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo