


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C10orf2 Para Wb Y Elisa - Q96Rr1

Número de artículo: CM0028968



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-C10orf2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta la helicasa de ADNmt Twinkle en humanos, ratones y ratas, útil para estudios de replicación y reparación del ADN mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C10orf2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDP57; PRLT55; C10orf2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	56652
ID de gen	56652
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 135-335 de C10orf2 humano (NP_068602.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96RR1
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo