


Anticuerpo Policlonal Anti-C10Orf2/Helicasa De Mtdna Twinkle Para Wb, Elisa - Q96Rr1

Número de artículo: CM0015766



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra C10orf2 humano (helicasa de mtDNA Twinkle), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la replicación y reparación del ADN mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C10orf2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDP57; PRLTS5; C10orf2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	56652
ID del gen	56652
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 585-684 de C10orf2 humano (NP_068602.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q96RR1
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo