

Anticuerpo Policlonico Anti-C10Orf32 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96B45

Número de artículo: CM0029322

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la proteína humana C10orf32 (BORCS7), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Se dirige a una proteína asociada a lisosomas involucrada en el tráfico intracelular y la posición lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C10orf32 Rabbit pAb
Notas/Alias	C10orf32
Especie	Humano
GeneID	119032
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de la C10orf32 humana (NP_653192.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96B45
Peso Molecular	12kDa
Envío	Bolsa de hielo