

## Anti-C10Orf67 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q8IYJ2

Número de artículo: CM0021990

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-C10orf67 validado para Western blot (WB) y ELISA. Se dirige al C10orf67 humano, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | C10orf67 Conejo pAb                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | C10orf115; LINC01552; C10orf67                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 256815                                                                                                                           |
| GeneID              | 256815                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-243 de C10orf67 (NP_001338235.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q8IYJ2                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |