

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C12Orf10 Para Ihc-P Y Elisa - Q9Hb07

Número de artículo: CM0018865

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-C12orf10 para IHC-P y ELISA, que reacciona con la exonucleasa MYG1 humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigar el procesamiento de ARN y la intercomunicación nucleo-mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C12orf10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYG; Gamm1; MST024; MSTP024; C12orf10
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	60314
ID del gen	60314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-376 de la proteína C12orf10 humana (NP_067653.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HB07
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo