

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C14Orf166/Rtraf Para Wb, Elisa - Q9Y224

Número de artículo: CM0027758



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra C14orf166 (RTRAF) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Peso de la proteína 28 kDa. Ideal para estudiar el empalme de tRNA y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C14orf166 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	CLE; CLE7; hCLE; CGI99; RLLM1; hCLE1; CGI-99; LCRP369; C14orf166
Especie	Humano
GeneID	51637
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-244 de C14orf166 humano (NP_057123.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y224
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo