


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C17Orf70 Para Wb Y Elisa - Q0Vg06

Número de artículo: CM0030575



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-C17orf70 validado para WB y ELISA, que reconoce C17orf70 (FAAP100) de humano, ratón y rata. Útil para el estudio de la reparación del daño del ADN y las vías de la anemia de Fanconi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C17orf70 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C17orf70
Especie	Humano
GeneID	80233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 652-881 de la C17orf70 humana (NP_079437.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q0VG06
Peso de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo