

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C18Orf8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Dm3

Número de artículo: CM0020235



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra C18orf8/RMC1 (MIC1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para estudios de autofagia y tráfico endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	C18orf8 Rabbit pAb
Notas/Alias	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	29919
ID de gen	29919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la C18orf8 humana (NP_037458.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96DM3
Peso de la proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo