


Anticuerpo Policlonal Anti-C19Orf10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H8

Número de artículo: CM0017073



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra C19orf10 (MYDGF) está diseñado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. El objetivo es el factor de crecimiento derivado de células mieloides, implicado en la protección cardíaca y la angiogénesis. SWISS: Q969H8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra C19orf10
Observaciones/Alias	IL25, IL27, SF20, IL27w, C19orf10, R33729_1, EUOIMAGE1875335
Especie	Humana
GeneID	56005
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-173 de C19orf10 humano (NP_061980.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q969H8
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo