

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C1Galt1C1 Para Wb Y Elisa - Q96Eu7

Número de artículo: CM0028002

Introducción

El C1GALT1C1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido a la chaperona C1GALT1C1 (COSMC) humana involucrada en la biosíntesis de O-glicanos. Tiene reacción cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C1GALT1C1 Rabbit pAb
Notas/Alias	TNPS; COSMC; MST143; C1GALT2; HSPC067; C38H2-L1; C1GALT1C1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	29071
ID del gen	29071
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EU7
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo