

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C1Orf146/Spo16 Para Wb, If-P, Elisa - Q3Kqp7

Número de artículo: CM0023768

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SPO16/C1orf146 de ratón, validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta SPO16 de ratón y rata (~21 kDa). Ideal para investigación en meiosis y complejo sinaptonémico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C1orf146 Rabbit pAb
Notas/Alias	SCRE, Spo16, C1orf146
Especie	Ratón
ID del Gen	76421
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-173 de C1orf146 de ratón (NP_877422.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q3KQP7
Peso Molecular	21kDa
Envío	Bolsa de hielo