


Anticuerpo Policlonal Anti-C1Qa Para Wb, Elisa - P02745

Número de artículo: CM0021099



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C1QA humana para WB y ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Reconoce la subunidad A de la subcomponente C1q del complemento, un iniciador clave de la vía clásica del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C1QA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C1QD1; C1QA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	712
ID de Gen	712
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-245 de la C1QA humana (NP_001334394.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02745
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo