

Anticuerpo Policlonal Anti-C1Qa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98086

Número de artículo: CM0023445

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a C1qa de ratón, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce C1qa humano, de ratón y de rata (26kDa). Ideal para la investigación de la vía clásica del complemento y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C1qa Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C1q; Adic; C1qa
Especie	Ratón
ID de Gen	12259
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-245 del C1qa de ratón (NP_031598.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98086
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo