


Anticuerpo Policlonal Anti-C1Qb Para Wb, Elisa - P02746

Número de artículo: CM0030836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C1QB humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación de la vía clásica del complemento y estudios de complejos inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C1QB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C1QD2; C1QB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	713
GeneID	713
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 104-253 de C1QB humano (NP_000482.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02746
Peso Molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo