


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-C1Qc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02747

Número de artículo: CM0026324



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a C1QC humano (subcomponente C del complemento C1q). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Esencial para estudios de la vía clásica del complemento y la inmunidad innata. Inmunógeno: péptido sintético aa 50-150. Reacciona de forma cruzada con humanos. PM: 26kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C1QC Rabbit pAb
Notas/Alias	C1QG; C1Q-C; C1QD3; C1QC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	714
GeneID	714
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de C1QC humano (NP_001107573.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02747
Peso Molecular	26kDa
Envío	Bolsa de hielo