

Anticuerpo Policlonal Anti-C1Qtnf5 Para Wb Y Elisa - Q9Bxj0

Número de artículo: CM0029439



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C1QTNF5 humano (CTRP5). Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Para investigación en matriz extracelular y degeneración retiniana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra C1QTNF5
Observaciones/Alias	MFRP, CTRP5, C1QTNF5
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	114902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-243 de C1QTNF5 humano (NP_056460.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXJ0
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo