

Anticuerpo Policlonal Anti-C1R Para If/Icc Y Elisa - P00736

Número de artículo: CM0025934



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C1R humano (subcomponente de complemento C1r, EDS8, EDSPD1). Adecuado para IF/ICC y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Uso en investigación para estudios de la vía del complemento y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C1R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EDS8; EDSPD1; C1R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	715
GeneID	715
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 466-705 de C1R humano (NP_001724.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00736
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo