

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C1R Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00736

Número de artículo: CM0019982



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C1R humano, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía del complemento y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C1R pAb de conejo
Observaciones/Alias	EDS8; EDSPD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	715
GeneID	715
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 18-190 de C1R humano (NP_001724.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P00736
Peso de la proteína	80 kDa
Envío	Bolsas de hielo