

Anticuerpo Policlonal Anti-C1S Para Wb, Elisa - P09871

Número de artículo: CM0028101



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C1S humano, apto para WB y ELISA, con reactividad cruzada a rata. Útil para la investigación de la vía clásica del complemento. Peso proteico: 77kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C1S Conejo pAb
Observaciones/Alias	EDSPD2; C1S
Especie	Humano
GeneID (Humano)	716
GeneID	716
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 479-688 de C1S humano (NP_958850.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P09871
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo