

Anticuerpo Policlonal Anti-C21Orf33 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30042

Número de artículo: CM0026809

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra C21orf33 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona cruzadamente con muestras de ratón y rata. Adecuado para la detección de proteínas y el abastecimiento de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] C21orf33 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8209
GeneID	8209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-268 del C21orf33 humano (NP_004640.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30042
Peso Proteico	24kDa/28kDa
Envío	Bolsa de hielo