

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C21Orf33 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P30042

Número de artículo: CM0021861

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido contra C21orf33 humano (ES1, HES1, KNPH). Adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función de C21orf33 en contextos celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo anti-C21orf33
Observaciones/Alias	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Especie	Humano
ID del gen (humano)	8209
ID del gen	8209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-268 de C21orf33 humano (NP_004640.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P30042
Peso de la proteína	24 kDa/28 kDa
Envío	Bolsa de hielo