

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-C3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01024

Número de artículo: CM0012812



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra C3 humano, dirigido a la región C3c (aa 1364-1663). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA y con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía del complemento y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1, HEL-S-62p
Especie	Humano
GeneID (humano)	718
GeneID	718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1364-1663 de C3c humano (NP_000055.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P01024
Peso molecular de la proteína	187 kDa
Envío	Bolsa de hielo