


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C3 Para Wb, Elisa - P01027

Número de artículo: CM0021758



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-C3 (pAb) validado para WB y ELISA. Detecta el complemento C3 de ratón y rata (186 kDa) con alta especificidad. Ideal para la investigación de la vía del complemento y el estudio de la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-C3
Observaciones/Alias	ASP; Plp; HSE-MSF; C3
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	718
ID del gen	12266
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 1159-1286 de C3 de ratón (NP_033908.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P01027
Peso de la proteína	186 kDa
Envío	Bolsa de hielo