

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C3C Para Wb, If-P, Elisa - P01024

Número de artículo: CM0023315



Introducción

C3c Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra C3c humano para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA. Se dirige a la proteína C3 del complemento, un componente clave de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C3c Rabbit pAb
Notas/Alias	ASP; C3a; C3b; AHU55; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; C3c
Especie	Humano
GeneID (Humano)	718
GeneID	718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1364-1663 de C3c humano. (NP_000055.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01024
Peso de la proteína	187kDa
Envío	Bolsa de hielo