

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-C3Orf38 Para Wb Y Elisa - Q5Jpi3

Número de artículo: CM0002123

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo C3orf38 de alta calidad para la investigación de la apoptosis humana. Validado para Western blot y ELISA, detecta la proteína no caracterizada C3orf38 (38kDa, SWISS: Q5JPI3).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C3orf38 mAb de Conejo
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	285237
ID de Gen	285237
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-200 del C3orf38 humano (Q5JPI3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5JPI3
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo