

Anticuerpo Policlonal Anti-C4Bpb De Conejo Para Wb, If-P, Elisa - P20851

Número de artículo: CM0025811

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C4BPB humano, adecuado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la cadena beta de la proteína de unión a C4b, un regulador de la vía del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-C4BPB
Observaciones/Alias	C4BP; C4BPB
Especie	Humano
GeneID	725
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-251 de C4BPB humano (NP_001017364.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20851
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo