

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C4C Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P0C0L5

Número de artículo: CM0024145



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la C4c (Complemento C4-B) humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Esencial para estudios de la vía del complemento e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C4c Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CH; C4F; C04; C4B1; C4B2; C4B3; C4B5; C4BD; C4B12; C4B_2; CPAMD3; C4c
Especie	Humano
GeneID (Humano)	721
GeneID	721
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1337-1446 de la C4c humana (NP_001002029.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0C0L5
Peso proteico	192kDa
Envío	Bolsa de hielo