


Anticuerpo Policlonal Anti-C5Ar1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21730

Número de artículo: CM0021193



Introducción

C5AR1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido al receptor quimiotáctico de anafilatoxina C5a, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación sobre inflamación y quimiotaxis de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C5AR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88; C5AR1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	728
GenelD	728
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-282 de C5AR1 humano (NP_001727.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21730
Peso de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo