

Anticuerpo Policlonal Anti-C5/C5A Para Wb, Elisa - P01031

Número de artículo: CM0026256



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra C5/C5a humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del sistema del complemento y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C5/C5a pAb de conejo
Notas/Alias	C5D; C5a; C5b; ECLZB; CPAMD4; C5/C5a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1567-1676 de C5/C5a humano (NP_001726.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01031
Peso de la Proteína	188kDa
Envío	Bolsa de hielo