

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C6Orf25 (G6B) Para Wb Y Elisa - O95866

Número de artículo: CM0017542



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C6orf25 (G6b) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de receptores inhibidores de plaquetas y megacariocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C6orf25 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	G6b; NG31; G6b-B; THAMY; C6orf25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80739
GeneID	80739
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-142 de C6orf25 humano (NP_612121.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95866
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo