

Anticuerpo Policlonico Anti-C7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P10643

Número de artículo: CM0030387



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la proteína C7 humana, apto para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la C7 humana, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la formación del complejo de ataque a membrana del complemento y los mecanismos de defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	730
GeneID	730
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 22-270 de la C7 humana (NP_000578.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10643
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo