

Anticuerpo Policlonal Anti-C7Orf50/Cholesina Para Wb, Elisa - Q9Brj6

Número de artículo: CM0013701

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana C7orf50 (cholesina), generado contra proteína recombinante (aa 1-194). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Detecta una banda de ~22 kDa. Ideal para investigación en metabolismo del colesterol y señalización hormonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Policlonal de Conejo anti-C7orf50
Observaciones/Alias	YCR016W; C7orf50
Especie	Humano
ID Gen	84310
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-194 de la proteína humana C7orf50 (NP_115726.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BRJ6
Peso Molecular Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo