

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C8Orf4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr00

Número de artículo: CM0024891

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a C8orf4 humano (TC1/TC-1), apto para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Regula la proliferación celular, la diferenciación y la señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C8orf4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TC1; TC-1; C8orf4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	56892
ID del gen	56892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de C8orf4 humano (NP_064515.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR00
Peso molecular de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo